



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny  
2658/WF5/2026

Warszawa, 23.02.2026 r.

**Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku**

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę  
Automatyczna sonda periodontologiczna, liczba sztuk: 1  
o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkcjonalność podstawowa     | Automatyczna, bezprzewodowe, elektroniczna sonda periodontologiczna do profesjonalnej diagnostyki periodontologicznej w gabinecie stomatologicznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Metoda pomiaru                | Pomiar elektroniczny z automatyczną rejestracją danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zakres badań                  | Co najmniej <ul style="list-style-type: none"><li>• głębokość kieszeni dziąsłowej (zęby naturalne i implanty),</li><li>• recesja dziąseł,</li></ul> utraty przyczepu łącznotkankowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wskaźniki periodontologiczne  | <ul style="list-style-type: none"><li>• krwawienia min. BOP, PBI, SBI</li></ul> wskaźników płytki min. PI, API                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dodatkowe parametry kliniczne | Co najmniej : <ul style="list-style-type: none"><li>• ocena ruchomości zębów</li></ul> ocena stopnia furkacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standaryzacja pomiaru         | Stała, kontrolowana siła nacisku końcówki pomiarowej – 20 g (0,2 N)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Oprogramowanie                | <ul style="list-style-type: none"><li>• do obsługi i analizy badań periodontologicznych</li><li>• tworzenia indywidualnych profili pomiarowych dla użytkowników</li><li>• zapis i przechowywania różnych procedur pomiarowych min. liczba punktów, recesja, wskaźniki</li><li>• elektroniczne karty pacjenta z archiwizacją i porównywania wyników</li><li>• wizualizacja danych - wyświetlanie wyników na diagramie zębowym</li><li>• automatyczne przesyłanie danych do oprogramowania</li><li>• automatyczna rejestracja wyników pomiarów bez konieczności udziału asysty</li></ul> analiza postępów leczenia - przedstawienia postępów leczenia oraz wykonania modelu heksagonalnego (np. berneńskiego) |
| Zawartość zestawu             | Co najmniej: <ul style="list-style-type: none"><li>• stacja dokująca,</li><li>• przewód USB,</li></ul> 10 jednorazowych końcówek, sterylnych, przeznaczonych do zapobiegania zakażeniom krzyżowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 26.02.2025 r. godz. 14:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: [katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl](mailto:katsiaryna.yotchyk@wum.edu.pl),  
[aam@wum.edu.pl](mailto:aam@wum.edu.pl)

Osoba do kontaktu: Katsiaryna Yotchyk, tel.: (22) 57 20 831.