



DZIAŁ APARATURY I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH

Nr referencyjny
13176/WF5/2026

Warszawa, 08.10.2026 r.

Załącznik nr 1 Rozeznanie rynku

Zwracam się z prośbą o przesłanie informacji cenowych i technicznych na dostawę

Wypożyczenie do aparatu do uwalniania substancji czynnej – 1kpl.

o funkcjonalnościach i parametrach najbardziej zbliżonych do niżej podanych:

Przeznaczenie	Zestaw wyposażenia do aparatu do badania uwalniania substancji czynnej kompatybilny z aparatem producenta: VARIAN, model: VK7025
Siatka do uchwytu na plastry	Siatka wykonana z polipropylenu (PP), o gęstości 17 Mesh, przeznaczona do uchwytu na plastry; ilość: 10 szt.
Pręt montażowy	Pręt do montażu komory immersyjnej; ilość: 1 szt.
Narzędzie montażowe	Narzędzie wspomagające prawidłowy i powtarzalny montaż komory imersyjnej; ilość: 1 szt.
Przyrząd do montażu	Przyrząd do montażu komory imersyjnej; ilość 1 szt.
Stojak do przechowywania trzpieni/ łopatek, 1 szt.	
Przeznaczenie	Stojak do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania trzpieni i/lub łopatek stosowanych w aparacie do badania uwalniania substancji czynnej kompatybilny z aparatem producenta: VARIAN, model: VK7025.
Konstrukcja	Stabilna, zapewniająca przechowywanie 16 trzpieni i/lub łopatek w sposób chroniący je przed uszkodzeniem i przypadkowym przemieszczaniem.
Stojak do przechowywania trzpieni/ łopatek, 1 szt.	
Przeznaczenie	Stojak do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania trzpieni i/lub łopatek stosowanych w aparacie do badania uwalniania substancji czynnej.
Kompatybilność	Kompatybilny z trzpieniami i/lub łopatkami stosowanymi w aparatach producenta Sotax.
Konstrukcja	Konstrukcja stabilna, dostosowana do przechowywania 16 trzpieni i/lub łopatek Sotax, chroniąca elementy przed uszkodzeniem i przypadkowym przemieszczaniem.

Termin składania informacji cenowych i technicznych: 12.10.2026 r. godz. 15:00.

Adres składania informacji cenowych i technicznych: katarzyna.rochalska@wum.edu.pl,
aam@wum.edu.pl

Osoba do kontaktu: Katarzyna Rochalska, tel.: (22) 57 20 498.